

動物病院 御中

## トキソプラズマ IgG 抗体検査 測定試薬変更に伴う

### 測定法・参考値変更のお知らせ

平成 27 年 12 月吉日  
株式会社モノリス

拝啓

寒冷の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は当検査センターへ格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、さっそくではございますが、トキソプラズマ IgG 抗体（猫用）のラテックス法の試薬生産販売中止（平成 27 年 11 月頃終了）に伴い、平成 28 年 1 月 4 日受託分より測定法、参考値変更を致します旨、ご連絡申し上げます。

今回の測定法の変更に伴い、弊社におきまして検証として、現行試薬（ラテックス法）と新試薬（IFA 法）を比較検討した結果、陽性一致率 96.43%（n=56）、陰性一致率 100%（n=22）と現行試薬と同等の反応性を示しました。

上記の結果より測定方法と参考値を変更し継続受託の判断へと至りました。先生方の御理解を賜りますのと同時に、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

#### 記

□ 受託変更日：平成 28 年 1 月 4 日（月）受託分より

	測定方法	参考値
新試薬	IFA 法	50 倍未満 陰性
旧試薬	ラテックス凝集法	32 倍以下

#### 【ご連絡】

測定方法変更に伴う検査材料・受託価格に変更はございません。

敬具